

銀髮關懷據點智慧管理系統

功能更新說明

更新日期：2026 年 5 月 30 日

本次更新共 3 項功能調整，涵蓋數位簽到量測擴充、AI 洞察優化與長者管理介面改善。

更新一 數位簽到 — 新增身高、腰圍量測與 BMI 計算

背景說明

現場健康量測儀器畫面同時顯示多項數據（身高、體重、腰圍、血壓、脈搏），原系統 OCR 僅擷取血壓與脈搏，無法完整記錄長者體位資訊。

本次更新內容

OCR 辨識擴充	拍攝儀器畫面後，自動辨識並填入：收縮壓、舒張壓、脈搏、體重、身高、腰圍
BMI 即時計算	輸入身高與體重後，系統自動計算 BMI 並依國健署成人標準顯示分級
BMI 志工訊息	計算完成後自動產生可直接唸給長者的建議語，依四段分級調整內容
腰圍風險提示	依國健署標準（男性 < 90 cm、女性 < 80 cm）自動判斷，超標顯示紅色警示與志工告知語
身高歷史沿用	長者當天未量身高時，系統自動帶入最近一次記錄，仍可計算 BMI，並標示「* 沿用上次記錄」
補登區同步	以上所有功能同樣適用於當日補登區，志工補登時可拍照或手動輸入

BMI 分級標準（衛生福利部國民健康署）

BMI 範圍	判定	志工告知語重點
< 18.5	體重過輕	多運動、均衡飲食，增加體能維持健康
18.5–24	健康體重	恭喜！請繼續保持均衡飲食與規律運動
24–27	體重過重	要小心！建議調整飲食、加強運動，力行健康體重管理
≥ 27	肥胖	請立即調整飲食與生活習慣，建議向醫師諮詢

資料庫更新需求

以下兩行 SQL 需在 Supabase 執行一次，以支援新欄位儲存：

```
ALTER TABLE checkins ADD COLUMN IF NOT EXISTS height NUMERIC(5,1);  
ALTER TABLE checkins ADD COLUMN IF NOT EXISTS waist NUMERIC(5,1);
```

更新二 AI 關懷洞察 — 異常名單改為近 30 天視窗

背景說明

原本「血壓異常」與「體重暴跌」警示名單，會無限累積所有歷史異常記錄，隨時間增加導致名單越來越長，志工難以判斷資料的時效性。

本次更新內容

30 天時間視窗	警示名單僅顯示近 30 天內有量測且結果異常的長者，舊資料自動移除
量測日期顯示	每張警示卡片新增「量測日：YYYY-MM-DD」，讓志工清楚知道資料是何時量測的
出席異常分離	超過 30 天未到場量測者，出席追蹤由「孤獨死預警」模組另行處理，職責分明
體重警示同步	體重暴跌警示同樣只計算近 30 天內的量測記錄

更新三 長者管理 — 新增列表 / 卡片視圖切換

背景說明

系統現有 119 位長者，原本全部以大卡片顯示，手機上需要大量捲動，志工不易快速找到特定人員。

本次更新內容

切換按鈕	右上角「新增長者」旁新增切換圖示，一鍵在列表與卡片模式之間切換
列表模式	每位長者佔一行，顯示：姓名、編號、狀態標籤、最後出席日、同意書狀態，119 人一個畫面可
卡片模式	維持原有大卡片，顯示完整聯絡資訊、健康備註、風險分數等詳細內容（無變動）
偏好記憶	系統記憶使用者選擇，重新開啟瀏覽器自動還原
裝置預設	手機版預設列表模式（較易操作）；桌機版預設卡片模式（資訊更豐富）

如有任何操作問題或調整需求，歡迎隨時反映。
系統網址：<https://silver-care-system.vercel.app>